



Complejo tristeza bovina
Babesiosis
Anaplasmosis bovina



Babesiosis. Causada por protozoarios B. bovis y B. bigémina.

Anaplasmosis. Causada por bacteria Anaplasma Marginale.

Sobre el test.

La técnica de PCR en tiempo real permite detectar con alta sensibilidad y especificidad la presencia de ambos patógenos a través de la detección de la secuencia genómica de un marcador específico para cada enfermedad. Se utiliza material recomendado internacionalmente y controles para cada muestra que aseguran la calidad en los resultados y la ausencia de falsos positivos, falsos negativos o muestras inhibidas.

Especificidad >95%

Sensibilidad >5 copias del target

Tipos de resultados

1. No se detecta la presencia de Babesiay Anaplasma en la muestra analizada.
2. Se detecta la presencia de Babesia y/o Anaplasma en la muestra analizada

Tipo de muestra:

- 1ml sangre entera en tubo con anticoagulante.